


**Let's
get
started**




Meet your new Hypervolt 3 Pro

Side view



Rear view



Before you start


Download the Hyperice App

Get the most out of your Hypervolt 3 Pro, or any Hyperice device with the Hyperice App. Follow along to guided routines, track your progress, and get tips and tricks from the world's best pros.




Register your device

Activate your warranty and ensure easy returns, repairs, or refunds at hyperice.com/register-product.



Charge your new Hypervolt 3 Pro


Fully charge the battery for up to four hours before first use. Full charge is indicated when the LED light band on the handle remains green and fully illuminated.



Start your session

Choosing head attachments

Choose desired head attachment and insert directly into the opening while pushing firmly.



Powering up

Turn your Hypervolt 3 Pro ON by pressing the power button. Hold for .5 seconds until the battery level indicator (LED band) illuminates, then release.




Adjusting speeds

Choose your desired speed (1-6) by turning the digital speed dial once per speed. The white lights on the back will indicate the current speed.



Caring for your Hypervolt 3 Pro

Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp, clean cloth to gently wipe your device. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use.



Attachments


Heated Head

Three levels of heat for a deeper soothing massage.




Wedge

For large and long muscle groups like hamstrings and calves.



Fork

For Achilles and IT Bands where you want to target both sides of the tissue.




Flat

For dense muscle groups like glutes and quads.



Cushion

For tender and sensitive spots, especially around bony areas.



We're here for you

HyperCare®

Get award-winning support from our HyperCare® team – a group of specialists dedicated to your overall well-being and expert guidance on Hyperice products.



1.855.734.7224



hyperice.com




customersupport@hyperice.com

Commençons




Découvrez votre nouveau Hypervolt 3 Pro

Vue de côté



Vue arrièrè



Avant de commencer


Télécharger l'application Hyperice

Tirez le meilleur parti de votre Hypervolt 3 Pro ou de tout appareil Hyperice avec l'application Hyperice. Suivez des programmes d'entraînement guidés, suivre vos progrès, et accédez à du contenu exclusif offert par les meilleurs experts professionnels.




Enregistrer votre appareil

Activez votre garantie et assurez-vous des retours, des réparations ou des remboursements faciles sur hyperice.com/register-product.



Chargez votre nouvel Hypervolt 3 Pro


Chargez complètement la batterie pendant jusqu'à 4 heures avant la première utilisation. La charge complète est indiquée lorsque la bande lumineuse LED sur la poignée reste verte et entièrement illuminée.



Démarrez votre session

Changement d'accessoires

Choisissez l'accessoire désiré et insérez-le directement dans l'ouverture en appuyant fermement.



Mise sous tension

Allumez votre Hypervolt 3 Pro en appuyant sur le bouton d'alimentation. Maintenez pendant 0,5 seconde jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de batterie (bande LED) s'illumine, puis relâchez.




Réglage de la vitesse

Choisissez la vitesse désirée (1 à 6) en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation et de réglage de la vitesse. Les voyants blancs à l'arrière de l'appareil indiquent la vitesse actuelle.



Entretien de votre Hypervolt 3 Pro

Utilisez un linge propre et humide pour essuyer doucement votre appareil. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le chargeur n'est pas branché. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez-le dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.



Attachements


Heated Head

Trois niveaux de chaleur pour un massage apaisant plus profond.



Cale

Pour les grands et longs groupes musculaires comme les ischio-jambiers et les mollets.



Fourche

Pour le tendon d'Achille et les bandes iliotibiales, lorsque vous voulez cibler les deux côtés




Plat

Pour les groupes musculaires denses comme les fessiers et les quadriceps.



Coussin

Pour les zones sensibles et douloureuses, en particulier autour des zones osseuses.



Nous sommes là pour vous

HyperCare®

Recevoir un soutien primé de notre équipe HyperCareMD: un groupe de spécialistes qui se consacrent à votre bien-être général et qui offrent des conseils d'experts sur les produits Hyperice.



1.855.734.7224



hyperice.com



customersupport@hyperice.com